

Mable Weglaufschutzsystem



Sicherheit für Bewohner und Patienten – Verlässlichkeit für Pflegekräfte

Die Zahl demenzkranker Menschen nimmt kontinuierlich zu. Das stellt insbesondere Pflegeeinrichtungen bei der Betreuung dementer Bewohner vor große Herausforderungen. Bewohner, die oftmals noch körperlich sehr agil sind und dazu neigen, sich durch Desorientierung, Wanderverhalten und Weglauftendenz / Hinlauftendenz möglicherweise unbemerkt aus einer Einrichtung zu entfernen. Bei begrenzten Personalressourcen im Pflegebereich sind daher zuverlässige technische Maßnahmen für die Sicherheit von dementen Bewohnern unverzichtbar.

Die Lösung

Mit dem innovativen Funk-Weglaufschutzsystem / Desorientierten-Fürsorge-System (DFS) **Mable** bietet Multitone für Pflege- und Betreuungseinrichtungen eine ideale Lösung zur schnellen Alarmierung.



Merkmale

- Kontinuierliche Überwachung beschränkter Bereiche, z. B. Türen, Außengelände, Tiefgarage usw. mit unverzüglicher Alarmauslösung
- Erlaubte Bereiche für die schnelle und automatische Löschung von Alarmen
- Vielfältige Optionen für die Anzeige von Alarmen, z. B. Live-Alarm-Board, EkoCare® Messengern, Rufempfängern, Smartphones u. a.
- Eskortfunktion für die Begleitung von Wegläufern
- Wasserdichter Arbandsender mit Sicherheitsarmband (Schutzart IP67)
- Standard-Batterien können vom Pflegepersonal eigenständig gewechselt werden
- Geringe Folgekosten – geringer Zeitaufwand



Mable Weglaufschutzsystem



Funktion

Mit dem innovativen Funk-Weglaufschutzsystem / Desorientierten-Fürsorge-System (DFS) **Mable** bietet Multitone für Pflege- und Betreuungseinrichtungen eine ideale Lösung zur schnellen Alarmierung.



Demente Bewohner erhalten einen kleinen und leichten Arbandsender mit Sicherheitsarmband (Schutz vor unerlaubtem Abnehmen). Der Sender ist wasserdicht und ermöglicht so das kontinuierliche Tragen während der Körperhygiene und dem Duschen oder Baden.

Empfangeinheiten werden in kritischen Bereichen (z. B. Türen, Außenanlagen, Tiefgarage, Heizungskeller) montiert und sichern diese ab. Sobald ein Bewohner diese Bereiche betritt, wird über ein Netzwerk die Kennung des Arbandfunktenders an die mobilen Geräte des Pflegepersonals gesendet.

Somit wird jederzeit und unverzüglich darüber informiert, wo eine Person einen abgesicherten Bereich betritt oder durch welche Tür sie das Haus verlässt. Dies gewährleistet ein schnelles und zielgerichtetes Eingreifen des Pflegepersonals, um die betreffende Person wieder zurückzuführen.

Vorteile von Mable

- Geringe Kosten der Arbandfunktender
- Arbandfunktender mit Standard-Batterien, vom Pflegepersonal wechselbar
- Professionelle Alarm-SW und -Anzeige
- Geringe Folgekosten – geringer Zeitaufwand
- Erweiterbar und integrierbar mit Funk-Schwesternruf-/Pflegeruf-System EkoCare®
- Alarme können an eine Zentrale und eine Messenger-Gruppe gesendet werden
- Eskortfunktion
- Langfristige und zuverlässige Verfügbarkeit



Technologie

Das System nutzt die neueste Bluetooth-Technologie und integriert sich nahtlos in die Personensicherungs- und Funk-Schwesternruf-Systeme der preisgekrönten Multitone Eko-Family. Optional können die Daten auch für die auf EkoMS Management-Software angezeigten Live-Alarm-, Dash- und Mapping-Boards geliefert werden.

Multitone Elektronik International GmbH • Roßstr. 11 • 40476 Düsseldorf
Telefon: +49 211 469020 • Fax: +49 211 480758 • E-Mail: info@multitone.de • www.multitone.de

MULTITONE ist ständig um die Verbesserung seiner Produkte bemüht. Die Geräte können daher optisch und technisch von den hier beschriebenen Produkten abweichen. MULTITONE produziert und liefert Geräte bzw. Systeme nach den europäischen CE-Richtlinien. Sollte der Einsatz jedoch in Umgebungen mit speziellen Bedingungen (hohe Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Felder wie z. B. in Galvanisierbetrieben) geplant sein, so muss MULTITONE vorher informiert werden.